



MU-Manuale Utente Progetto TalkAID

Riferimento	C16_MU_ver.1.3
Versione	1.3
Data	20/01/2024
Destinatario	Dipartimento di Informatica dell'Università degli studi di Salerno
Presentato da	C16 Team Member
Approvato da	Carmine Pastore e Nicola Laurino



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
17/01/2024	1.0	Prima Stesura	Luigi Salvatore Pio Petrillo
18/01/2024	1.1	Modifiche	Anna Benedetta Salerno, Cristian Porzio, Luigi Salvatore Pio Petrillo
19/01/2024	1.2	Ristrutturazione del documento	Michele D'Arienzo
20/01/2024	1.3	Revisione completa	Tutti i Member

Team Composition

Ruolo	Nome	Posizione	Contatti
Top Manager	Filomena Ferrucci	Rappresentante del cliente	fferrucci@unisa.it
Top Manager	Fabio Palomba	Rappresentante del cliente	fpalomba+is@unisa.it
Project Manager	Nicola Laurino	Project Manager	n.laurino1@studenti.unisa.it
Project Manager	Carmine Pastore	Project Manager	c.pastore35@studenti.unisa.it
Team Member	Michele D'Arienzo	Team Member	m.dariento20@studenti.unisa.it
Team Member	Raffaele Monti	Team Member	r.monti2@studenti.unisa.it
Team Member	Cristian Porzio	Team Member	c.porzio3@studenti.unisa.it
Team Member	Luigi Salvatore Pio Petrillo	Team Member	l.petrillo6@studenti.unisa.it
Team Member	Anna Benedetta Salerno	Team Member	a.salerno45@studenti.unisa.it
Team Member	Samuele Sparno	Team Member	s.sparno@studenti.unisa.it



Sommario

1. Introduzione.....	4
1.1 Scopo del sistema	4
1.2 Scopo del documento	4
1.3 Riferimenti.....	4
2. Requisiti.....	5
2.1 Requisiti Funzionali Paziente.....	5
RF_AS_2: Registrazione.....	5
RF_CEP_1: Condivisione dei Dati per Scopi Scientifici.....	6
RF_AS_1: Login	7
RF_PU_2: Ripristino Password.....	8
RF_GDP_4: Esecuzione Esercizi.....	9
RF_PU_1: Area Utente.....	10
RF_C_4: Sistema di Messaggistica e RF_FES_2 Consulto in Tempo Reale.....	11
RF_C_2: Sistema di Notifiche	12
RF_GDP_1: Monitoraggio del Progresso	13
2.2 Requisiti Funzionali Logopedista.....	14
RF_AS_2: Registrazione.....	14
RF_CEP_1: Condivisione dei Dati per Scopi Scientifici.....	15
RF_AS_1: Login	16
RF_PU_2: Ripristino Password.....	17
RF_C_2: Sistema di Notifiche	18
RF_FES_1 Approvazione Logopedista	19
RF_C_4: Sistema di Messaggistica e RF_FES_2 Consulto in Tempo Reale.....	20
RF_I_1 Invito Paziente	21
RF_GDP_2 Resoconto Paziente	22
RF_GA_1 Agenda del Logopedista.....	23
RF_GA_2 Prenotazione Appuntamento.....	24
RF_FES_4 Feedback Utente	24
RF_GDP_3 Riepilogo Esercitazione	25

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

TalkAID ha lo scopo di migliorare l'esperienza e l'efficacia dei trattamenti per i disturbi legati al linguaggio sia per logopedisti che per pazienti.

Le componenti principali del sistema sono la “Raccomandazione IA per i pazienti” – con lo scopo di suggerire esercizi mirati alle reali necessità del singolo paziente, in modo da mirare il trattamento del suo disturbo nella maniera più precisa possibile – e il “Riconoscimento Vocale basato su Machine Learning” – con il quale è possibile valutare gli esercizi svolti dai pazienti in maniera asincrona e autonoma, permettendo quindi una maggiore frequenza di allenamento.

Sono inoltre offerti un sistema di messaggistica interno, per permettere la comunicazione tra le parti e un sistema di prenotazioni per schedare appuntamenti dal vivo

1.2 Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di facilitare l'utilizzo e la comprensione del sistema TalkAid per l'utente. Di seguito sono elencate le funzionalità principali del sistema, guidando l'utente nella loro esecuzione facendo utilizzo di descrizioni accompagnate da mockup dell'interfaccia grafica.

1.3 Riferimenti

Di seguito una lista di riferimenti ad altri documenti utili durante la lettura:

- [Statement of Work](#)
- [Business Case](#)
- [Requirements Analysis Document](#)
- [System Design Document](#)
- [TestPlan](#)
- [Matrice di Tracciabilità](#)
- [Manuale di Installazione](#)
- [Manuale Utente](#)

Di seguito il link al sito contenente il javadoc di TalkAID

- [Javadoc](#)

2. Requisiti

2.1 Requisiti Funzionali Paziente

RF_AS_2: Registrazione

Per avviare il processo di registrazione di un account, l'utente è tenuto a selezionare l'opzione "Registrazione" posizionata nella parte inferiore dei parametri per l'accesso. Quest'azione condurrà l'utente a una nuova pagina, dove sarà richiesto di fornire le informazioni necessarie. Nel caso di un paziente, sarà necessario inserire un codice PIN composto da quattro numeri.

Al completamento di questo procedimento, l'utente verrà automaticamente reindirizzato alla pagina di accesso, consentendogli così di iniziare a utilizzare il nostro sistema.

Login

TALK AID

example@email.com

Password

Password Dimenticata?

Login

Non hai un account? [Registrati](#)

Registrati

TALK AID

Inserisci il PIN o Licenza

Il tuo cognome

Il tuo nome

example@email.com

Password

Registrati

Hai un account? [Accedi](#)

RF_CEP_1: Condivisione dei Dati per Scopi Scientifici

Una volta completata la registrazione, all'utente sarà data l'opzione di concedere o rifiutare (a sua discrezione) il consenso per l'utilizzo dei propri dati.

Ti consigliamo di rivedere regolarmente questa pagina per essere sempre informato su come proteggiamo le tue informazioni.

Saranno fornite indicazioni chiare sulla data dell'ultima modifica in modo che tu possa identificare facilmente eventuali cambiamenti.

La tua consapevolezza è fondamentale per noi, e vogliamo garantire che tu sia sempre informato sui nostri impegni verso la tua privacy.

3. Notifiche sugli Aggiornamenti
Qualora apportassimo modifiche significative alla Politica sulla Privacy, potremmo fornire notifiche aggiuntive per assicurarti che tu sia pienamente consapevole di tali cambiamenti.

Queste notifiche potrebbero essere comunicate attraverso il nostro sito web, messaggi email o altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati.

La tua fiducia è di importanza cruciale per noi, e vogliamo assicurarti che tu abbia tutte le informazioni necessarie per comprendere come proteggiamo le tue informazioni personali.

Continueremo a impegnarci per garantire la massima trasparenza e aderenza agli standard più elevati di privacy e sicurezza.

Contatti

Siamo qui per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione che tu possa avere sulla nostra Politica sulla Privacy o sui tuoi diritti relativi ai dati personali.

Per facilitare la comunicazione, ti invitiamo a contattarci all'indirizzo email dedicato:

talkAid@gov.it

Come Contattarci:
Invia un'email all'indirizzo sopra indicato specificando il motivo del tuo contatto.

Indica chiaramente se la tua richiesta riguarda la Politica sulla Privacy o se desideri esercitare i tuoi diritti relativi ai dati personali.

Risposta Rapida e Trasparente:
Ci impegniamo a rispondere alle tue domande o richieste il più rapidamente possibile.

Forniremo informazioni dettagliate e trasparenti in merito alla nostra Politica sulla Privacy e ai tuoi diritti in relazione ai dati personali.

Esercizio dei Diritti sui Dati Personali:
Se desideri esercitare i tuoi diritti relativi ai dati personali, quali l'accesso, la rettifica, la cancellazione o l'opposizione al trattamento, ti preghiamo di indicarlo chiaramente nella tua comunicazione.

Faremo del nostro meglio per soddisfare la tua richiesta in conformità con le leggi sulla privacy applicabili.


La tua privacy è importante per noi, e siamo qui per fornirti il supporto necessario e rispondere alle tue domande.

Appreziamo la tua fiducia e la tua collaborazione nel garantire la corretta gestione delle tue informazioni personali.

Grazie per la tua fiducia e per aver scelto di interagire con noi.

RF_AS_1: Login

Per accedere al sistema, è necessario utilizzare la pagina di accesso dedicata e inserire le proprie credenziali per l'autenticazione. In tale pagina è altresì disponibile una funzione per il recupero della password nel caso in cui l'utente l'abbia dimenticata. In seguito al completamento dell'accesso con successo, la pagina iniziale ("Home") verrà visualizzata in conformità al profilo specifico dell'utente.



The image displays two screenshots of a mobile application interface.

Left Screenshot (Login Page):

- Header: "Login"
- Logo: "TALK AID" with a stylized head and speech bubble.
- Form fields: "example@email.com" (with email icon) and "Password" (with lock icon and toggle eye icon).
- Link: "Password Dimenticata?"
- Button: "Login" (teal)
- Link: "Non hai un account? Registrati"
- A blue arrow points to the "Login" button.

Right Screenshot (Home Page):

- User Greeting: "Ciao Cristian Porzio"
- Section: "Esercizi Non Completati"
- Item: "Cuciverba" with a "Comincia l'esercitazione" button.
- Section: "Esercizi Svolti" with a "Guarda Report" button.
- Item: "Seleziona testo corretto [R]" with "Ultimo Punteggio: 100".
- Bottom Navigation Bar: Home, Mail, Calendar, Profile icons.

RF_PU_2: Ripristino Password

All'interno di questa pagina, gli utenti hanno la possibilità di modificare la propria password inserendo l'indirizzo email associato al proprio account. Dopo aver inviato la richiesta, riceveranno un'email contenente un codice PIN necessario per completare il processo di cambio password. Questo codice PIN verrà richiesto al momento dell'apertura del popup dedicato alla modifica della password.

Login

[Password Dimenticata?](#)

Login

Non hai un account? [Registrati](#)

Password dimenticata?

Inserisci la tua email, ti invieremo un codice di conferma e potrai procedere al reset della password

Verifica

Il tuo codice per **TalkAID** Posta in arrivo x

talkaid.noreply@gmail.com
a me ▾

Il codice per procedere al reset della password è: 9903

Rispondi

Inoltra

Inserisci Codice di Verifica

Se hai fornito l'email correttamente, Inserisci il codice di verifica che ti abbiamo inviato.

Non hai ricevuto il codice? [Rimanda](#)

Conferma

RF_GDP_4: Esecuzione Esercizi

Nella sezione "Home del Paziente", è possibile visualizzare e selezionare gli esercizi consigliati dal proprio logopedista. Una volta scelto un esercizio, è sufficiente fare clic su "Comincia l'Esercitazione" per iniziare l'attività. Quando si è pronti per sottoporre l'esercizio svolto e ricevere la valutazione, è possibile fare clic su "Completa Esercizio". Quest'azione invierà l'esecuzione dell'esercizio al sistema e successivamente ricondurrà l'utente alla pagina iniziale ("Home").

The screenshots illustrate the user interface for a patient named 'Ciao Cristian Porzio'.

- Left Screenshot:** Shows the 'Esercizi Non Completati' (Uncompleted Exercises) section with a 'Cuciverba' exercise card. A 'Comincia l'esercitazione' (Start Exercise) button is visible. Below, the 'Esercizi Svolti' (Completed Exercises) section shows a completed exercise 'Seleziona testo corretto [R]' with a score of 100. A 'Guarda Report' (View Report) button is present.
- Middle Screenshot:** Shows the 'Completa Esercizio' (Complete Exercise) screen for the 'Cuciverba' exercise. It displays a crossword puzzle grid with numbers 1 through 26. Below the grid, the 'Parole verticali' (Vertical Words) are listed: 6. La fine della pace, 7. L'amata di Paperino, 14. Ulula nei boschi, 4. Prima persona singolare del presente indicativo di tenere, and 16. Incitamento da corrida.
- Right Screenshot:** Shows the 'Esercizi Svolti' (Completed Exercises) section. The 'Cuciverba' exercise is highlighted with a red circle, showing a score of 10. The 'Seleziona testo corretto' exercise is also visible with a score of 100. A 'Guarda Report' button is present.

RF_PU_1: Area Utente

Attraverso la barra di navigazione situata nella parte inferiore delle pagine, è possibile spostarsi tra le diverse sezioni del sistema. Facendo clic sull'icona raffigurante l'omino, gli utenti accederanno alla pagina dell'Area Utente, dove è possibile apportare modifiche ai propri dati personali e visualizzare le informazioni relative al proprio terapeuta.

Dopo aver effettuato le modifiche desiderate, per applicarle è sufficiente utilizzare i tasti appositi posizionati nella parte inferiore della pagina:

- **Cambia Password**, per visualizzare la pagina per procedere al cambio password;
- **Salva Profilo**, per confermare e applicare le modifiche fatte in Area Utente;
- **LogOut**, per eseguire il logout dal sistema.

The image displays three mobile application screens for a user interface.

Screen 1 (Left): Shows the user's name "Ciao Cristian Porzio" at the top. Below it, there are sections for "Esercizi Non Completati" (Esercizi non disponibili) and "Esercizi Svolti" (Guarda Report). Under "Esercizi Svolti", there are two items: "Cuciverba" (Ultimo Punteggio: 10) and "Seleziona testo coi" (Ultimo Punteggio: 100).



Screen 2 (Middle): Shows the therapist's profile "Info Terapia" for "Medico curante: Mario Rossi". It includes the email "doc1@example.com" and the treatment start date "2023/12/27". Below this is a "Profilo" section with input fields for Name (Cristian), Surname (Porzio), Telephone (3333333333), and Address (Via Michele Poggi 33).

Screen 3 (Right): Shows the user's profile and settings. It includes input fields for Name (Cristian), Surname (Porzio), Telephone (3333333333), and Address (Via Michele Poggi 33). Below these is a "Private Settings" section with an input field for Email ID (patient1@example.com). At the bottom, there are three buttons: "Cambia Password", "Salva Profilo", and "LogOut", which are circled in red.

RF_C_4: Sistema di Messaggistica e RF_FES_2 Consulto in Tempo Reale


Per accedere alla sezione di messaggistica, è possibile utilizzare il tasto appositamente dedicato presente nella barra di navigazione, evidenziato in rosso.

All'interno di questa sezione, gli utenti possono visualizzare l'elenco dei contatti e avviare una conversazione con un utente specifico facendo clic sul suo nome, evidenziato in blu. Ciò aprirà la chat corrispondente. Questa funzionalità consente agli utenti di beneficiare di consulenze in tempo reale con il proprio logopedista per affrontare diverse problematiche.



RF_C_2: Sistema di Notifiche

All'interno della sezione di messaggistica, è disponibile la visualizzazione delle notifiche pertinenti all'utente o a comunicazioni importanti. Per accedere a questa sezione, è sufficiente fare clic su "Notifiche".



RF_GDP_1: Monitoraggio del Progresso

In questa sezione della pagina, gli utenti hanno la possibilità di monitorare il proprio progresso, visualizzando il numero di esercizi completati per ciascun tipo di attività consigliata. Tale dettaglio fornisce un quadro completo dell'impegno dell'utente nei vari tipi di esercizi, facilitando il percorso verso il miglioramento personale.




2.2 Requisiti Funzionali Logopedista


RF_AS_2: Registrazione

Per procedere con la registrazione di un account, l'utente è tenuto a selezionare l'opzione "Registrazione" situata nella parte inferiore dei parametri per l'accesso. Una volta effettuata questa selezione, l'utente sarà reindirizzato a una nuova pagina in cui sarà richiesto di fornire le informazioni necessarie. Nel caso del logopedista, sarà richiesta la licenza di logopedista come parte integrante dei dati richiesti.

Al termine di questo processo, l'utente sarà nuovamente reindirizzato alla pagina di accesso, permettendogli di effettuare il login con le appena create credenziali.



Login



example@email.com


Password

[Password Dimenticata?](#)

Login

Non hai un account? [Registrati](#)

Registrati



Inserisci il PIN o Licenza

Il tuo cognome

Il tuo nome

example@email.com

Password

Registrati

Hai un account? [Accedi](#)

RF_CEP_1: Condivisione dei Dati per Scopi Scientifici

Una volta completata la registrazione, all'utente sarà offerta la facoltà di concedere o rifiutare (a sua discrezione) il consenso all'utilizzo dei propri dati.

Ti consigliamo di rivedere regolarmente questa pagina per essere sempre informato su come proteggiamo le tue informazioni.

Saranno fornite indicazioni chiare sulla data dell'ultima modifica in modo che tu possa identificare facilmente eventuali cambiamenti.

La tua consapevolezza è fondamentale per noi, e vogliamo garantire che tu sia sempre informato sui nostri impegni verso la tua privacy.

3. Notifiche sugli Aggiornamenti
Qualora apportassimo modifiche significative alla Politica sulla Privacy, potremmo fornire notifiche aggiuntive per assicurarci che tu sia pienamente consapevole di tali cambiamenti.

Queste notifiche potrebbero essere comunicate attraverso il nostro sito web, messaggi email o altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati.

La tua fiducia è di importanza cruciale per noi, e vogliamo assicurarci che tu abbia tutte le informazioni necessarie per comprendere come proteggiamo le tue informazioni personali.

Continueremo a impegnarci per garantire la massima trasparenza e aderenza agli standard più elevati di privacy e sicurezza.

Contatti

Siamo qui per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione che tu possa avere sulla nostra Politica sulla Privacy o sui tuoi diritti relativi ai dati personali.

Per facilitare la comunicazione, ti invitiamo a contattarci all'indirizzo email dedicato:

talkAid@gov.it

Come Contattarci:
Invia un'email all'indirizzo sopra indicato specificando il motivo del tuo contatto.

Indica chiaramente se la tua richiesta riguarda la Politica sulla Privacy o se desideri esercitare i tuoi diritti relativi ai dati personali.

Risposta Rapida e Trasparente:
Ci impegniamo a rispondere alle tue domande o richieste il più rapidamente possibile.

Forniremo informazioni dettagliate e trasparenti in merito alla nostra Politica sulla Privacy e ai tuoi diritti in relazione ai dati personali.

Esercizio dei Diritti sui Dati Personali:
Se desideri esercitare i tuoi diritti relativi ai dati personali, quali l'accesso, la rettifica, la cancellazione o l'opposizione al trattamento, ti preghiamo di indicarlo chiaramente nella tua comunicazione.

Faremo del nostro meglio per soddisfare la tua richiesta in conformità con le leggi sulla privacy applicabili.

La tua privacy è importante per noi, e siamo qui per fornirti il supporto necessario e rispondere alle tue domande.

Appreziamo la tua fiducia e la tua collaborazione nel garantire la corretta gestione delle tue informazioni personali.

Grazie per la tua fiducia e per aver scelto di interagire con noi.



RF_AS_1: Login


Per accedere al sistema, l'utente dovrà utilizzare la pagina di login dedicata, inserendo le proprie credenziali per l'autenticazione. Sarà inoltre disponibile un'apposita opzione per il recupero della password nel caso in cui l'utente la dimentichi. Se la procedura di login ha esito positivo, la pagina iniziale ("Home") verrà aperta, presentando le informazioni corrispondenti al tipo di utente, come nel caso del Logopedista.

The screenshot displays the TALK AID system interface. On the left is a login panel with the TALK AID logo, an email input field (example@email.com), a password input field, a 'Password Dimenticata?' link, a 'Login' button, and a 'Registrati' link for new users. The main area on the right is the home dashboard for a user named Mario Rossi. It features a teal sidebar with navigation icons for home, messages, calendar, AI, and profile. The top of the dashboard has a search bar and an 'Invita paziente' button. The central part of the dashboard contains a table of patients.

	Paziente	Inizio Terapia	
	Cristian Porzio	27/12/2023	Visualizza
	Anna Benedetta Salerno	28/12/2023	Visualizza
	Luigi Petrillo	20/12/2023	Visualizza

RF_PU_2: Ripristino Password

All'interno di questa pagina, gli utenti hanno la possibilità di modificare la propria password inserendo l'indirizzo email associato al proprio account. Dopo aver inviato la richiesta, riceveranno un'email contenente un codice PIN necessario per completare il processo di cambio password. Questo codice PIN sarà richiesto al momento dell'apertura del popup dedicato alla modifica della password.



The image shows a two-part process for password reset. The left part is a login screen with a 'Login' title, a 'TALK AID' logo, and input fields for 'email' (containing 'example@email.com') and 'Password'. A 'Login' button is at the bottom, with a link for 'Password Dimenticata?' and a 'Registrati' link. The right part is an email interface showing a 'Password dimenticata?' message. It asks for the user's email to receive a confirmation code. Below this, it shows the received email from 'talkaid.noreply@gmail.com' with the code '9903'. The email interface includes standard icons at the top and action buttons like 'Rispondi', 'Inoltra', and a smiley face at the bottom. A second form at the bottom of the email interface asks for the 'Codice di Verifica' (3 6) and has a 'Conferma' button.

Login

TALK AID

example@email.com

Password

[Password Dimenticata?](#)

Login

[Non hai un account? Registrati](#)

Password dimenticata?


Inserisci la tua email, ti invieremo un codice di conferma e potrai procedere al reset della password

email

Verifica

← 📁 ⌚ 🗑️ | ✉️ ⌚ ↺️ | 📧 🗑️ ⋮

Il tuo codice per **TalkAID** Posta in arrivo ✕

 **talkaid.noreply@gmail.com**
a me ▾

Il codice per procedere al reset della password è: 9903

← Rispondi → Inoltra 😊

Inserisci Codice di Verifica

Se hai fornito l'email correttamente, Inserisci il codice di verifica che ti abbiamo inviato.


3 6 ● ●

Non hai ricevuto il codice? Rimanda

Conferma


RF_C_2: Sistema di Notifiche

All'interno della sezione di messaggistica, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare le notifiche relative alla propria utenza o a comunicazioni importanti. Per accedere a questa sezione, è sufficiente cliccare sull'opzione "Notifiche".




The interface features a teal sidebar on the left with a vertical list of icons: a profile icon, a home icon, an envelope icon (highlighted with a red circle), a calendar icon, a moon icon, and a doctor icon labeled 'Mario Rossi'. The main content area has a search bar at the top with the placeholder 'Cerca per nome o cognome' and a button 'Invita paziente'. Below the search bar is a table with the following data:

	Paziente	Inizio Terapia	
e	Cristian Porzio	27/12/2023	Visualizza
e	Anna Benedetta Salerno	28/12/2023	Visualizza
e	Luigi Petrillo	20/12/2023	Visualizza



The screenshot shows a mobile app interface with a list of contacts. The contacts are: Cristian Porzio (with a green status indicator), Anna Benedetta Salerno, Luigi Petrillo, and Notifiche (with a green status indicator). The 'Notifiche' contact is highlighted.



The screenshot shows a mobile app interface with a notification message. The notification is from 'Notifiche' and says 'Hai un nuovo paziente' (You have a new patient) with a timestamp of '19:05'. The background of the notification area has a geometric pattern. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Non puoi inviare un messaggio' (You cannot send a message) and a microphone icon.

RF_FES_1 Approvazione Logopedista

Il logopedista ha la possibilità di consultare i consigli dell'IA riguardo agli esercizi da raccomandare ai propri pazienti. Per ogni raccomandazione, avrà a disposizione un tasto sia per accettare che per rifiutare gli esercizi proposti. Questa funzionalità consente al logopedista di gestire in modo flessibile e personalizzato le raccomandazioni di esercizi per i propri pazienti.

The screenshot shows the software interface for a speech therapist. On the left is a sidebar with icons for 'TALK AID', home, mail, calendar, AI (highlighted with a red circle), and a user profile for Mario Rossi. The main area has a search bar and an 'Invita paziente' button. Below is a table of patients:

Paziente	Inizio Terapia	
Cristian Porzio	07/10/2023	Visualizza
Anna Benedetta Salerno	08/10/2023	Visualizza
Luigi Petrillo	09/10/2023	Visualizza

The second screenshot shows the detailed view for patient Anna Benedetta Salerno. It includes buttons for 'Accetta Tutto' and 'Rimuovi Tutto'. Below is a table of exercises:

Nome	Descrizione	Tipo	Difficoltà	Target	
• Leggi il testo [R]	Letture di un testo in cui sono presenti avarie parole con la lettera R. [30 Secondi]	READTEXT	1	Disturbi Motori, Disturbo Fonologico, Disturbo della Voce	Approva Rifiuta
• Scrivi oggetti [R]	Scrittura di oggetti i cui nomi hanno la presenza della lettera R. [2 Minuti]	IMAGESTOTEXT	2	Lesioni Cerebrali Traumatiche, Disturbi Psicologici, Ritardo di Linguaggio	Approva Rifiuta
• Seleziona testo corretto [R]	Seleziona il testo scritto correttamente. Nei testi compare la lettera R. [2 Minuti]	RIGHTTEXT	5	Disturbi psichiatrici, Disturbi Specifici di Apprendimento, Disturbi Specifici di Linguaggio	Approva Rifiuta

Below the table, there is a section for patient Luigi Petrillo with 'Accetta Tutto' and 'Rimuovi Tutto' buttons.

Nel caso in cui l'IA non sia in grado di generare raccomandazioni, spesso a causa dell'assenza di patologie associate ai pazienti, l'utente si troverà di fronte a una pagina simile:



The screenshot shows the software interface with a message in the center: "Non ci sono esercizi da valutare". The sidebar and top navigation elements are the same as in the previous screenshots.

RF_C_4: Sistema di Messaggistica e RF_FES_2 Consulto in Tempo Reale

Per accedere alla sezione messaggistica, è possibile utilizzare il tasto appositamente dedicato, evidenziato in rosso, situato nella barra di navigazione.



All'interno di questa sezione, è possibile visualizzare l'elenco dei contatti e avviare una conversazione con un utente specifico cliccando sul suo nome, evidenziato in blu.

Ciò aprirà la chat corrispondente. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono usufruire di consulto in tempo reale con il proprio logopedista per affrontare varie problematiche.



RF_I_1 Invito Paziente

Questa pagina consente al logopedista di invitare un paziente compilando il seguente formulario.



Il paziente riceverà un PIN composto da 4 cifre tramite email per completare la registrazione al sito.



RF_GDP_2 Resoconto Paziente

Questa pagina consente a ciascun logopedista di monitorare l'andamento degli esercizi di ciascuno dei propri pazienti, offrendo anche la possibilità di visualizzare gli errori commessi durante le attività.

Q Cerca per nome o cognome

Invita paziente

	Paziente	Inizio Terapia	
e	Cristian Porzio	27/12/2023	Visualizza
e	Anna Benedetta Salerno	28/12/2023	Visualizza
e	Luigi Petrillo	20/12/2023	Visualizza

TALK AID

Home

Messages

Calendar

AI

Mario Rossi

Nome: Cristian
Indirizzo: Via Michele Poggi 33
Email: patient1@example.com

Cognome: Porzio
Data di nascita: 1995-05-15
Tel: 3333333333

Modifica patologie

Raccomanda Esercizio

Andamento

2024-01-17

2024-01-17

TALK AID

Home



Messages

Calendar

Mario Rossi

RF_GA_1 Agenda del Logopedista

Questa pagina consente al logopedista di creare degli slot temporali in cui i pazienti possono prenotare le loro sedute. I pazienti hanno la possibilità di selezionare mese, giorno e ora desiderati per il proprio appuntamento. Inoltre, è possibile visualizzare quali sedute sono già prenotate e da chi.



RF_GA_2 Prenotazione Appuntamento

Questa pagina presenta al paziente le prenotazioni disponibili con il proprio logopedista, evidenziando specifici slot temporali. Il paziente ha la possibilità di aggiungere un appuntamento alla sezione "Le Mie Prenotazioni" e, in alternativa, può eliminarlo se necessario.

prenotazioni disponibili

Terapista	Data	Orario	
Mario Rossi	2024-03-07	10:00-11:00	

le mie prenotazioni

Terapista	Data	Orario	
Mario Rossi	2024-01-08	10:00-11:00	
Mario Rossi	2024-01-11	11:00-12:00	

RF_FES_4 Feedback Utente

Questa pagina permette ad ogni paziente di esprimere una recensione positiva o negativa per ogni esercizio dopo averlo completato. Il logopedista terrà conto di questo feedback per le future assegnazioni di esercizi, contribuendo così a personalizzare ulteriormente le attività in base alle esigenze e alle preferenze del paziente.



Leggi oggetti [R]

83%

Aggiungi Feedback





RF_GDP_3 Riepilogo Esercitazione

Questa pagina fornisce un resoconto dettagliato degli esercizi svolti, indicando la percentuale di correttezza per ciascuno. Inoltre, offre la possibilità di inserire feedback specifici per ogni esercizio, consentendo una valutazione più approfondita e una personalizzazione ulteriore delle attività.

Resoconto esercizi:



Cuciverba

10%



Aggiungi Feedback



Seleziona testo corretto [R]

100%



Aggiungi Feedback